

Anti-Cyclin B2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95067

Artikelnummer: CM0011689

Einführung

Cyclin B2 Kaninchen-monoklonaler Antikörper (UniProt: O95067) validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zu Zellzyklus und Mitose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclin B2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HsT17299; Cyclin B2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	9133
GenID	9133
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Cyclin B2 (O95067) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95067
Proteinmasse	45kDa
Versand	Eisbeutel