

Anti-Cyclin C Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P24863

Artikelnummer: CM0015046



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Cyclin C, ideal für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte zur Unterstützung der Transkriptionsregulationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclin C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CycC; SRB11; hSRB11; Cyclin C
Spezies	Human
GeneID (Human)	892
GeneID	892
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-283 von humanem Cyclin C enthält (NP_005181.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P24863
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel