

Anti-Cyclin C Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P24863

Artikelnummer: CM0030763



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches Cyclin C (CCNC, hSRB11) gerichtet ist und für WB, IHC-P und ELISA validiert wurde. Erkennt endogene Cyclin C-Spiegel bei Mensch, Maus und Ratte. Anwendungen umfassen die Transkriptions- und Zellzyklusforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclin C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CycC, SRB11, hSRB11, Cyclin C
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	892
GenID	892
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-283 von menschlichem Cyclin C (NP_005181.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24863
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel