


Anti-Cyclin D1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P24385

Artikelnummer: CM0016698



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Cyclin D1 (BCL1). Validiert für WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclin D1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; Cyclin D1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	595
GenID	595
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 200-295 von humanem Cyclin D1 (NP_444284.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24385
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel