


Anti-Cyclin-D1-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb - P24385

Artikelnummer: CM0016770



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen Cyclin D1 (CCND1, BCL1, PRAD1). Validiert für die Anwendungen WB, IF/ICC, IP und ELISA; kreuzreagiert mit humanen, Maus- und Rattenproteinen. Ideal zur Untersuchung der Regulation des G1/S-Zellzyklus und der Signalübertragung durch Onkoproteine.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclin-D1-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	BCL1; PRAD1; U21B31; D115287E; Cyclin D1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	595
GeneID	595
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-295 des humanen Cyclin D1 (NP_444284.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24385
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku