

Anti-Cyclin D2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P30279

Artikelnummer: CM0020286



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches Cyclin D2 gerichtet ist, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Zellzyklus, Krebs und dem G1/S-Übergang.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclin D2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MPPH3; KIAK0002; Cyclin D2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	894
GenID	894
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-289 von menschlichem Cyclin D2 (NP_001750.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30279
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel