

Anti-Cyclin D2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30279

Artikelnummer: CM0016783



Einführung

Hochwertiger Anti-Cyclin D2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches, murines und Ratten-Cyclin D2-Protein (MW 33 kDa). Geeignet für Studien zum Zellzyklus und zur Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclin D2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MPPH3; KIAK0002; Cyclin D2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	894
GenID	894
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-289 von menschlichem Cyclin D2 (NP_001750.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30279
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel