


Anti-Cyclin D3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Ko-Validierung) Für Wb, Elisa - P30281

Artikelnummer: CM0016557



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes G1/S-spezifisches Cyclin-D3 (CCND3, SWISS P30281). Durch Knockout validiert, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus für Zellzyklusstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] Cyclin D3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CCND3; Cyclin D3; Cyclin D3; D3
Spezies	Human
GeneID (human)	896
GeneID	896
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P30281
Protein-Gewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel