

Anti-Cyclin E1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P24864

Artikelnummer: CM0005144



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Cyclin E1, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Entwickelt für die Erforschung des Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Cyclin E1 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	CCNE; pCCNE1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	898
GeneID	898
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300–400 von humanem Cyclin E1 (NP_001229.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24864
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel