

Anti-Cyclin E1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - P24864

Artikelnummer: CM0006947



Einführung

Anti-Cyclin E1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für Western Blot und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf das G1/S-spezifische Cyclin-E1 ab, einen wichtigen Regulator des Zellzyklus. Rekombinant monoklonal; Immunogen: synthetisches Peptid (AS 300-400). 47 kDa, lokalisiert im Zellkern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclin E1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	CCNE; pCCNE1; Cyclin E1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	898
Gen-ID	898
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von humanem Cyclin E1 (NP_001229.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24864
Proteinmasse	47 kDa
Versand	Eisbeutel