


Monoklonaler Anti-Cyclin-E2-Antikörper Für Wb, Elisa - O96020

Artikelnummer: CM0007995



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Cyclin E2, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes Cyclin E2, einen wichtigen Regulator des G1/S-Übergangs, mit einem Molekulargewicht von etwa 47 kDa. Ideal für die Erforschung des Zellzyklus, der Zellproliferation und der Onkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-mAk gegen Cyclin E2
Bemerkungen/Alias	CYCE2; Cyclin E2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9134
Gen-ID	9134
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 des humanen Cyclin E2 (O96020) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O96020
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Kühlakku