


Anti-Cyclin E2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O96020

Artikelnummer: CM0029666



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Cyclin E2 (CCNE2), geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Erkennt eine Bande von ca. 47 kDa. Ideal für Studien zur Zellzyklen- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclin E2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CYCE2; Cyclin E2
Spezies	Human
GeneID (Human)	9134
GeneID	9134
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 255-404 des humanen Cyclin E2 enthält (NP_477097.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O96020
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel