


Anti-Cyclin E2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O96020

Artikelnummer: CM0027439



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Cyclin E2 (CYCE2). Geeignet für WB, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Zellzyklus-, Krebs- und Proliferationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclin E2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CYCE2; Cyclin E2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9134
Gen-ID	9134
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 255-404 von humanem Cyclin E2 (NP_477097.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O96020
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel