

## Anti-Cyclin G1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P51959

Artikelnummer: CM0026178

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Cyclin G1 (CCNG1), validiert für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Cyclin G1 ist mit einem G2/M-Phasen-Arrest bei der DNA-Schadensantwort assoziiert. Ideal für Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Cyclin G1 Kaninchen pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | CCNG; Cyclin G1                                                                                                               |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                        |
| Gen-ID            | 900 (Mensch)                                                                                                                  |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-295 von menschlichem Cyclin G1 (NP_004051.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                           |
| SWISS             | P51959                                                                                                                        |
| Proteinmasse      | 34kDa                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                     |