


Anti-Cyclin H Poliklonale Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P51946

Artikelnummer: CM0017669



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen humanes Cyclin H, eine Untereinheit des CAK-Komplexes. Validiert für WB, IP und ELISA; unterstützt Studien zum Zellzyklus und zur Transkriptionsregulation. (38 kDa)

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclin H Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CAK; p34; p37; CycH; Cyclin H
Spezies	Mensch
Gen-ID	902
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-323 des humanen Cyclin H (NP_001230.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P51946
Proteinmasse	38 kDa
Versand	Eisbeutel