


Anti-Cyclin-H-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51946

Artikelnummer: CM0011241



Einführung

Cyclin-H-Kaninchen-mAb ist ein monoklonaler Kaninchenantikörper, der humanes und murines Cyclin H erkennt und für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA vorgesehen ist. Für die Forschung in Studien zur Zellzyklus- und Transkriptionsregulation validiert. 38 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclin-H-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CAK; p34; p37; CycH; Cyclin H
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	902
Gen-ID	902
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 224–323 des humanen Cyclin H (P51946) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P51946
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Kühlakku