


Anti-Cyclin H Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P51946

Artikelnummer: CM0020940



Einführung

Cyclin H Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (P51946), validiert für Western Blot und ELISA. Zielt auf menschliches Cyclin H, eine Komponente des CDK-aktivierenden Kinase-Komplexes, essentiell für die Zellzyklusregulation und die Transkription durch RNA-Polymerase II. Kreuzreagiert mit Mensch.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclin H Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAK; p34; p37; Cych; Cyclin H
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	902
GenID	902
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-323 von menschlichem Cyclin H (NP_001230.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P51946
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel