


Anti-Cyclin-K-Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75909

Artikelnummer: CM0015740



Einführung

Cyclin K Kaninchen-Polyclonale Antikörper (O75909) validiert für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Regulatorische Untereinheit von CDKs; Funktionen bei der Transkriptionsregulation durch RNA-Pol-II-CTD-Phosphorylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclin K Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliaße	CPR4; IDDHDF; Cyclin K
Spezies	Mensch
Gen-ID	8812 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-160 des menschlichen Cyclin K (NP_001092872.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75909
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Eisbeutel