


Anti-Cyclin T1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60563

Artikelnummer: CM0023261



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes Cyclin T1 (CCNT/CYCT1) gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Ideal für die Untersuchung der transkriptionellen Elongation, des P-TEFb-Komplexes und der HIV-Tat-Interaktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Cyclin T1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CCNT; CYCT1; HIVE1; Cyclin T1
Spezies	Human
GenID (Human)	904
GenID	904
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 220-320 von humanem Cyclin T1 (NP_001231.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O60563
Proteingewicht	81kDa
Versand	Eisbeutel