

Monoklonaler Anti-Cyclophilin-40-Antikörper Für Wb - Q08752

Artikelnummer: CM0009033

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, spezifisch für Cyclophilin 40/PPID. Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Proteinfaltung, der HSP90-Chaperonfunktion und der Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclophilin-40-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	CYPD; CYP-40; Cyclophilin 40
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5481
Gen-ID	5481
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 271-370 des humanen Cyclophilin 40 (Q08752) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q08752
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Ice-Pack