

Anti-Cyclophilin 40 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q08752

Artikelnummer: CM0021797

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Cyclophilin 40 (PPID, CYP-40). Validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Ratte. Geeignet für die Forschung zu Proteinfaltung, HSP90-Co-Chaperon-Komplexen, Apoptose und viraler Replikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclophilin 40 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CYPD; CYP-40; Cyclophilin 40
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5481
Gen-ID	5481
Immunogen	Rekombinantes Protein, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 161-370 von humanem Cyclophilin 40 (NP_005029.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q08752
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Kühlakku