

Anti-Cyclophilin 40 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q08752

Artikelnummer: CM0027901

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Cyclophilin 40 (CYP-40), validiert für WB, IF/ICC, ELISA; Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte; UniProt Q08752.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclophilin 40 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CYPD; CYP-40; Cyclophilin 40
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5481
Gen-ID	5481
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 161-370 des humanen Cyclophilin 40 (NP_005029.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q08752
Proteinmasse	41 kDa
Versand	Eisbeutel