

Monoklonaler Anti-Cyclophilin-B-Antikörper Für Wb, Elisa - P23284

Artikelnummer: CM0012528



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Cyclophilin B (PPIB, CYPB). Geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Proteinfaltung und Chaperonfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclophilin-B-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	OI9; CYPB; SCYLP; CYP-S1; HEL-S-39; Cyclophilin B
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5479
Gen-ID	5479
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend den Aminosäuren 100-200 des humanen Cyclophilins B (P23284)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23284
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Kühlakku