

Anti-Cyfp1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q7L576

Artikelnummer: CM0015892



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches CYFIP1, geeignet für WB, IP, ELISA. Das spezifische Immunogen sind N-terminale Aminosäuren 1-270. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung der translationalen Repression, der Aktin-Umgestaltung und der Neuroentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYFIP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SHYC; SRA1; SRA-1; P140SRA-1; CYFIP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23191
GenID	23191
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-270 von menschlichem CYFIP1 (NP_055423.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q7L576
Proteingewicht	145kDa
Versand	Eisbeutel