

Anti-Cyfp1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q7L576

Artikelnummer: CM0003146



Einführung

CYFIP1 Kaninchen mAb (Q7L576) validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zur translationalen Repression, Aktin-Umbau und neuronalen Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYFIP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SHYC; SRA1; SRA-1; P140SRA-1; CYFIP1
Spezies	Mensch
GenID	23191
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem CYFIP1 (Q7L576) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7L576
Proteingewicht	145kDa
Versand	Eisbeutel