

Anti-Cyld Polyklonale Antikörper Für If/Icc, If-P, Elisa - Q9Nqc7

Artikelnummer: CM0022874



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen menschliches CYLD (Ubiquitin-Carboxyl-Terminal-Hydrolase CYLD). Validiert für IF/ICC, IF-P, ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für Forschung zu NF-κB- und Wnt-Signalwegen, Mikrotubulidynamik und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYLD Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	EAC; MFT; SBS; TEM; BRSS; CDMT; MFT1; CYLD1; CYLDI; USPL2; FTDALS8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1540
Gen-ID	1540
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-127 des menschlichen CYLD (NP_056062.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NQC7
Proteinmasse	107 kDa
Versand	Eisbeutel