

Anti-Cyld Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nqc7

Artikelnummer: CM0030489



Einführung

CamelBios CYLD Kaninchen pAb (Q9NQC7) ist ein hochwertiger polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zum NF- κ B- und Wnt-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYLD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EAC; MFT; SBS; TEM; BRSS; CDMT; MFT1; CYLD1; CYLDI; USPL2; FTDALS8; CYLD
Art	Mensch
GenID (Mensch)	1540
GenID	1540
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NQC7
Proteingewicht	107 kDa
Versand	Eisbeutel