

Anti-Cynomolgus-Affe IgD Kaninchen Monoklonaler Antikörper - Affen IgD

Artikelnummer: CM0008682

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper spezifisch für die Immunglobulin-Delta-Schwerkette des Cynomolgus-Affen. Validiert für IHC-P, FC, ELISA. Für Immunprofilierung und Entwicklung von Diagnoseassays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Affen IgD Kaninchen mAb
Spezies	Cynomolgus
Immunogen	Rekombinantes Protein der Immunglobulin-Delta-Schwerkette des Cynomolgus-Affen
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Cynomolgus
Versand	Kühltasche