


Anti-Cyp11A1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P05108

Artikelnummer: CM0004696



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CYP11A1, validiert für WB und ELISA an humanen und murinen Proben. Ziel ist das mitochondriale Cholesterin-Seitenketten-Spaltungsenzym, das an der Steroidogenese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP11A1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CYP11A1; CYP11A; CYPXIA1; P450SCC; Cytochrom P450 Familie 11 Unterfamilie A Mitglied 1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1583
Gen-ID	1583
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 40-320 von humanem CYP11A1 (NP_000772.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P05108
Protein-Gewicht	42kDa/60kDa
Versand	Eisbeutel