


Anti-Cyp11A1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P05108

Artikelnummer: CM0019452



Einführung

CYP11A1-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz, IHC und ELISA. Erkennt das Cholesterin-Seitenketten-Spaltungsenzym aus Mensch, Maus und Ratte für die Steroidogenese-Forschung. - P05108

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP11A1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CYP11A; CYPXIA1; P450SCC; CYP11A1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1583
GeneID	1583
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 40-320 des humanen CYP11A1 (NP_000772.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05108
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Kühlakku