


Anti-Cyp11B1 Polyklonale Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15538

Artikelnummer: CM0017366



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CYP11B1, validiert für IHC-P, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Untersuchung der Glukokortikoidbiosynthese, Nebennierenrindenfunktion und steroidogenen Signalwege. Kreuzreagiert mit humanem Probenmaterial.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP11B1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	FH1; CPN1; CYP11B; P450C11; CYP11B1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1584
GenID	1584
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 234-503 des humanen CYP11B1 (NP_000488.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15538
Proteinmasse	58 kDa
Versand	Eisbeutel