


Anti-Cyp11B2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P19099

Artikelnummer: CM0022710



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CYP11B2 (Aldosteron-Synthase), validiert für WB, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Bluthochdruck, Steroidogenese und mitochondrialer Enzymfunktion.

[Mehr erfahren](#)