


Anti-Cyp17A1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P05093

Artikelnummer: CM0017329



Einführung

CYP17A1 Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes CYP17A1 (57 kDa), kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Untersuchung der Steroidhormonbiosynthese und Cytochrom-P450-Funktion. UniProt P05093.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP17A1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	CPT7; CYP17; S17AH; P450C17; CYP17A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1586
Gen-ID	1586
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 209-508 des menschlichen CYP17A1 (NP_000093.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P05093
Proteinmasse	57 kDa
Versand	Eisbeutel