


Anti-Cyp1A1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P04798

Artikelnummer: CM0020094



Einführung

Anti-CYP1A1 Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten CYP1A1. Rekombinantes Immunogen (aa 200-460). Ideal für Cytochrom P450-Metabolismus- und Toxikologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP1A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AHH; AHRR; CP11; CYP1; CYP1A1; P1-450; P450-C; P450DX; CYP1A1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1543
Gen-ID	1543
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 200-460 von humanem CYP1A1 (NP_000490.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P04798
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel