


Anti-Cyp1A1 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P04798

Artikelnummer: CM0023857



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CYP1A1, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Nützlich für die Erforschung von Arzneimittelstoffwechsel, Hormonregulation und Lipidsignalisierung. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP1A1 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	AHH; AHRR; CP11; CYP1; CYPIA1; P1-450; P450-C; P450DX
Spezies	Human
GeneID (Human)	1543
GeneID	1543
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 261-360 des humanen CYP1A1 entspricht (NP_000490.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P04798
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Kühlakku