

Anti-Cyp1A2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P05177

Artikelnummer: CM0014740



Einführung

Kaninchen-polyklonaler CYP1A2-Antikörper (SWISS P05177) validiert für WB, IF-P, ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung von Cytochrom-P450-Arzneimittelmetabolismus, Lipid-Signalwegen und toxikologischen Pfaden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP1A2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CP12; CYPIA2; P3-450; P450(PA); CYP1A2
Spezies	Human
GeneID (Human)	1544
GeneID	1544
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 205-305 von humanem CYP1A2 (NP_000752.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P05177
Protein-Gewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel