


Anti-Cyp1B1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16678

Artikelnummer: CM0018501



Einführung

Kaninchen-anti-humaner CYP1B1 polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Ziel ist Cytochrom P450 1B1, das am Steroid- und Xenobiotika-Stoffwechsel beteiligt ist, geeignet für Krankheitsforschung und Biomarker-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP1B1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CP1B; ASGD6; GLC3A; CYP1B1; P4501B1; CYP1B1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	1545
GeneID	1545
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 244-543 von humanem CYP1B1 (NP_000095.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q16678
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel