


Anti-Cyp1B1 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16678

Artikelnummer: CM0014164



Einführung

Dieser Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen menschliches CYP1B1 ist geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz/Immunzytochemie und ELISA. Er reagiert kreuzreagiert mit Maus- und Rattenproben und eignet sich für die Forschung zu Cytochrom-P450-Metabolismus und Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP1B1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CP1B; ASGD6; GLC3A; CYPIB1; P4501B1; CYP1B1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	1545
GenID	1545
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 von menschlichem CYP1B1 (NP_000095.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16678
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel