

Anti-Cyp26A1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O43174

Artikelnummer: CM0008852

Einführung

Hochwertiger Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CYP26A1 für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Erkennt CYP26A1 von Mensch, Maus und Ratte. Zielgerichtet gegen den Retinsäurestoffwechsel und Signalwege in verschiedenen Geweben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CYP26A1 Kaninchen mAk
Anmerkungen/Alias	CP26; CYP26; P450RAI; P450RAI1; CYP26A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1592
Gen-ID	1592
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 201-450 des humanen CYP26A1 (O43174) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43174
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel