

Anti-Cyp27A1-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q02318

Artikelnummer: CM0021260

Einführung

CYP27A1-Kaninchen-pAb validiert für WB, ELISA; reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung des Cholesterinstoffwechsels, der Gallensäurensynthese und verwandter Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CYP27A1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CTX; CP27; CYP27; CYP27A1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1593
Gen-ID	1593
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 200-400 von humanem CYP27A1 (NP_000775.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q02318
Protein-Gewicht	60kDa
Versand	Kühltasche