

Anti-Cyp27A1 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb Und Elisa - Q02318

Artikelnummer: CM0007263

Einführung

Rekombinanter Kaninchen-Monoklonalantikörper, der gegen CYP27A1, Sterol-26-Hydroxylase, gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zur Untersuchung des Cholesterinstoffwechsels und der Gallensäuresynthese. Ideal für die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP27A1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CTX; CP27; CYP27; CYP27A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1593
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 431-530 von humanem CYP27A1 (NP_000775.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q02318
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel