


Anti-Cyp2D6 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P10635

Artikelnummer: CM0010564



Einführung

Hochspezifischer monoklonaler Kaninchenantikörper gegen CYP2D6, validiert für WB, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Detektiert ein ~56 kDa großes Protein. Ideal für Studien zum Arzneistoffmetabolismus und zur Pharmakogenomik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP2D6 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	CPD6; CYP2D; CYP2DL1; CYP2D6; P450C2D; P450DB1; CYP2D7AP; CYP2D7BP; CYP2D7P2; CYP2D8P2; P450-DB1; CYP2D6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1565
GenID	1565
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 341–497 des menschlichen CYP2D6 (P10635) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10635
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel