


Anti-Cyp2D6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P10635

Artikelnummer: CM0014655



Einführung

CYP2D6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA; detektiert humanes CYP2D6 mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Cytochrom P450-Arzneimittelstoffwechsels und von Lipid-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP2D6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CPD6; CYP2D; CYP2DL1; CYP2D6; P450C2D; P450DB1; CYP2D7AP; CYP2D7BP; CYP2D7P2; CYP2D8P2; P450-DB1; CYP2D6
Spezies	Human
GeneID (Human)	1565
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-230 des humanen CYP2D6 (NP_000097.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P10635
Protein-Gewicht	56kDa
Versand	Eistasche