

Anti-Cyp2E1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05181

Artikelnummer: CM0021850



Einführung

Kaninchen anti-CYP2E1 polyklonaler Antikörper für Forschungszwecke bei Western Blot, IF, IHC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-CYP2E1, ein Leber Cytochrom P450, das am Stoffwechsel von Fettsäuren und Fremdstoffen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP2E1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CPE1; CYP2E; P450-J; P450C2E; CYP2E1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	1571
GenID	1571
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 234-493 des humanen CYP2E1 (NP_000764.1) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05181
Proteinmasse	57 kDa
Versand	Eisbeutel