

Anti-Cyp2F1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P24903

Artikelnummer: CM0030024

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CYP2F1, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. CYP2F1 ist ein Cytochrom-P450-Enzym, das am Metabolismus pneumotoxischer Substanzen beteiligt ist; ideal für Studien zur Lungentoxikologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP2F1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C2F1; CYP2F; CYP1F1; CYP2F1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1572
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 100-290 von humanem CYP2F1 (NP_000765.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P24903
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel