

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Cyp2R1-Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Vvx0

Artikelnummer: CM0014329



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CYP2R1 (Vitamin-D-25-Hydroxylase), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte; detektiert ein Protein mit ca. 57 kDa. Ideal für die Erforschung des Vitamin-D-Stoffwechsels und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP2R1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CYP2R1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	120227
GeneID	120227
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 252-501 des humanen CYP2R1 (NP_078790.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q6VVX0
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Kühlakku