

Anti-Cyp39A1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nyl5

Artikelnummer: CM0012562

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen CYP39A1, validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus. Unterstützt Forschung im Cholesterinstoffwechsel und die Entwicklung von IVD-Assays. 54kDa vorhergesagt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP39A1 Kaninchen mAb
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51302
Gen-ID	51302
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 301-400 von menschlichem CYP39A1 entspricht. (NP_057677.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9NYL5
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel