

## Anti-Cyp39A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nyl5

Artikelnummer: CM0022964

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CYP39A1 (24-Hydroxycholesterol-7-alpha-Hydroxylase). Validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Gallensäuresynthese und des Cholesterinstoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CYP39A1 Rabbit pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | CYP39A1                                                                                                                  |
| Spezies           | Human                                                                                                                    |
| GeneID (Human)    | 51302                                                                                                                    |
| GeneID            | 51302                                                                                                                    |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen CYP39A1 (NP_057677.2) entspricht |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                       |
| SWISS             | Q9NYL5                                                                                                                   |
| Proteingewicht    | 54kDa                                                                                                                    |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                |