

Anti-Cyp39A1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9NyI5

Artikelnummer: CM0021331

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CYP39A1, validiert für WB und ELISA. Erkennt Orthologe von Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung des neuronalen Cholesterinstoffwechsels und der leberspezifischen Funktion der Oxysterol-7-alpha-Hydroxylase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CYP39A1-Kaninchen-pAb
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51302
Gen-ID	51302
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9NYL5
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Kühlakku