

Anti-Cyp3A4-Monoklonantikörper Für Wb, If-P, Elisa - P08684

Artikelnummer: CM0006812

Einführung

Kaninchen-Monoklonantikörper gegen humanes CYP3A4 für Anwendungen in Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Erkennt ein Protein mit einer Größe von ca. 57 kDa. Ideal zur Untersuchung des Arzneimittelmetabolismus und CYP3A4-bezogener Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP3A4-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	HLP; CP33; CP34; CYP3A; NF-25; VDDR3; CYP3A3; CYP11A3; CYP11A4; P450C3; CYP11A4; P450PCN1; CYP3A4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1576
Gen-ID	1576
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-503 des humanen CYP3A4 entspricht (NP_059488.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08684
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Kühlakku